

VACO[®]cast

OPED VACO[®]cast er en ortopedisk fraktursko med fast bøyning som er utviklet og konstruert for å bidra til raskere tilheling samtidig som den gir optimal komfort. Behandling med VACO[®]cast muliggjør tidligere vektbæring.

OPEDs patenterte vakuumenteknologi er det moderne alternativet til gips. En pute fylt med tusenvis av isoporkuler omgir den skadde kroppsdel. Når luften suges ut av puten ved hjelp av en pumpe, blir den hard (som en gips). Vakuumputen former seg perfekt etter den enkelte pasientens anatomi og kan justeres for å ta hensyn til hevelse og atrofi. Unngår trykk på kroppsstedet og gir stabilitet takket være en perfekt formet ortose. Det lette, men svært stabile plastskallet gir ortosen den nødvendige støtten. Kan brukes umiddelbart etter operasjonen i stedet for gips.

Justerbar i leggbredde. Støvelen har en bevegelig tåplate for å forlenge fotsengen i front og en avtakbar såle. Kan tilpasses med bare 3 størrelser (sparer lagringsplass). Slipper igjennom røntgenstråler.

Bruksområde

Fot- og ankelbrudd, mellomfotsbrudd, kalkaneusbrudd, alvorlige ligamentskader, proteser, artrodeser.

Mål

Skostørrelse og/eller ankel-/leggomkrets samt forfotsbredde. Ved størrelsesgrensen mellom Small/Medium og Medium/Large-versjonene skal den mindre størrelsen av VACO[®]ped Xelgo velges dersom mulig.



Art.nr.	Modell	Størrelse	Omkrets legg	Omkrets ankel	Framfotens bredde	Fotlengde
476350011	VACOCast	S	29-39 cm	14-29 cm	10 cm	22-25 cm
476350012	VACOCast	M	35-51 cm	22-40 cm	12 cm	25,1-28 cm
476350013	VACOCast	L	40-58 cm	30-45 cm	13 cm	28,1-31 cm
476580011	Frottépolstring	S	-	-	-	-
476580012	Frottépolstring	M	-	-	-	-
476580013	Frottépolstring	L	-	-	-	-