

# OPED Click Disc

En smart vektbærende indikator som kan veilede pasienten om hvor mye belastning de kan legge på den skadde foten mens de bruker en walker. Lastcellen består av tre klikkskiver som kan plasseres direkte i ortosen. Hver klikkskive er satt til en spesifikk maksimal belastningsgrense. Hvis pasienten legger mer vekt på foten enn det antallet kilo som er angitt, vil pasienten høre en klikkelyd (liknende en klikker). Dette lyden er et tydelig signal om at pasienten er på øvre vektgrense.

- Rød vektmålerkategori A: ca. 10 - 30 kg belastning.
- Gul vektmålerkategori B: ca. 20 - 40 kg belastning.
- Grønn vektmålerkategori C: ca. 30 - 50 kg belastning.



Art.nr.	Modell	Pk.
476470000	Click Disc	1 sett