

# VACOped XELGO

VACOped XELGO er en innovativ fot og ankelortose for behandling av akillessenerupturer uten kirurgisk inngrep. Walkeren holder foten i korrekt posisjon gjennom hele tilhelingsperioden, og kombinert med et kontrollert bevegel sesutslag muliggjør den tidlig og funksjonell rehabilitering.

De nye XELGO innleggene er en videreutvikling av velprøvd perleteknologi, der perler innebygd i puter binder seg til hverandre via tyktflytende væskebroer. Den innovative teknologien gjør at XELGO innleggene former seg etter pasientens individuelle anatomi, samtidig som de stabiliserer, fikserer, omslutter hevelser og avlaster trykk.

XELGO innleggene gjør håndteringen av ortosen enklere og raskere sammenlignet med vakuum og luftsystemer. DryClim®-materialet sikrer god pusteevne og ventilasjon. Sammenligningsstudier har vist samme gipsstabilitet og høye evne til trykkavlastning.

Ortosen tilbyr et bevegelsesområde (ROM) fra -15° til +30°, og tilbyr en ekte Equinus-stilling for foten og ankelen når du behandler Akillesseneruptur. Passer mange selv med kun 3 størrelser.

## Bruksområde

Ankelledbrudd, Metatarsale frakturer, Akillessenerupturer, Calcaneusfrakturer, Alvorlige forstuinger, Proteser, Artrodese.

## Mål

Skostørrelse og/eller ankel-/leggomkrets samt forfotsbredde. Ved størrelsesgrensen mellom Small/Medium og Medium/Large-versjonene skal den mindre størrelsen av VACO®ped Xelgo velges dersom mulig.



| Art.nr.   | Modell                      | Størrelse | Omkrets ankel | Framfotens bredde | Fotlengde  |
|-----------|-----------------------------|-----------|---------------|-------------------|------------|
| 476620011 | VACOped XELGO               | Small     | 14-29 cm      | 10 cm             | 22-25 cm   |
| 476620012 | VACOped XELGO               | Medium    | 22-40 cm      | 12 cm             | 25,1-28 cm |
| 476620013 | VACOped XELGO               | Large     | 30-45 cm      | 13 cm             | 28,1-31 cm |
| 476660011 | XELGO polstring for VACOPED | Small     | -             | -                 | -          |
| 476660012 | XELGO polstring for VACOPED | Medium    | -             | -                 | -          |
| 476660013 | XELGO polstring for VACOPED | Large     | -             | -                 | -          |