Active X™ Double Axis



En kneortose for ulike typer knesmerter som f.eks. mild til moderat sideinstabilitet. Ortosen har dobbeltleddede skinner og er stilt inn i 10º fleksjon. Materialet gir en lett kompresjon og varme. Avtagbare sirkulære bånd med D-ring (ett oppe og ett nede). Ortosen finnes i både drapåmodell og drarundtmodell. Drapåmodellen har en myk polstring rundt patella for økt stabilisering. Ortosen er bilateral.

Bruksområde
Lett/moderat MCL/LCL instabilitet. Mindre mediale eller laterale meniskskader.

Kontraindikasjoner
MCL/LCL rupturer. ACL/PCL skader. Vær oppmerksom ved hevelser og sirkulasjonsproblemer.

Mål
Mål 1: Knemål 15 cm under midt-patella
Mål 2: Knemål midt-patella
Mål 3: Knemål 15 cm over midt-patella

Art.nr.	Modell	Størrelse	Farge	Mål 1	Mål 2	Mål 3
280580010	Drapå modell	X-Small	Svart	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
280580011	Drapå modell	Small	Svart	32 - 37 cm	32 - 37 cm	39 - 44 cm
280580012	Drapå modell	Medium	Svart	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
280580013	Drapå modell	Large	Svart	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
280580014	Drapå modell	X-Large	Svart	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
280580015	Drapå modell	XX-Large	Svart	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
280580016	Drapå modell	XXX-Large	Svart	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm
280590011	Drarundt modell	Small	Svart	32 - 38 cm	32 - 38 cm	39 - 46 cm
280590012	Drarundt modell	Medium	Svart	36 - 42 cm	36 - 42 cm	43 - 51 cm
280590013	Drarundt modell	Large	Svart	40 - 46 cm	40 - 46 cm	47 - 55 cm
280590014	Drarundt modell	X-Large	Svart	44 - 50 cm	44 - 50 cm	51 - 60 cm
280590015	Drarundt modell	XX-Large	Svart	48 - 55 cm	48 - 55 cm	56 - 65 cm
280590016	Drarundt modell	XXX-Large	Svart	54 - 61 cm	54 - 61 cm	61 - 71 cm