# Vaskekrem til Massageform Attach og Diamond Attach




Spesiallaget flytende vaskekrem som skånsomt fjerner rester fra den selvklebende overflaten på Massageform Attach og Diamond Attach. Vaskekremen skummes med litt vann og masseres inn på den selvklebende overfaten og skylles deretter av med lunkent vann. Rengjøringen aktiverer klebefaten på protesen på en effektiv måte. En tube rekker til ca. 250 bruk og kjøpes enkeltvis.

| Art.nr. | Størrelse | Antall pr. pk. |
|---|---|---|
| 229250000 | 250 ml | 1 stk. |