Manosplint® Carolina



Carolina gir stabil støtte og holder seg på plass under applisering. Materialet egner seg godt for større ortoser. Materialet har maksimal motstandskraft mot strekking og krever en fastere håndtering med nesten ingen drapering. Produktet har moderat minne, noe som gjør det mulig med enkle endringer og myke kanter. Carolina har en ubehandlet overflate og er litt klebrig, fungerer som et ekstra par hender og fester lett til seg selv. Resistent mot fingeravtrykk. Den ferdige ortosen har maksimal stivhet, holder formen, og tåler pasientens eller de dynamiske komponentenes trekking.

Bruksområde

Immobiliseringsortoser - brannskader, sene- og/eller nerveskader, frakturer, artritt og nevrologiske diagnoser.
Ortoser - håndledd/hånd, albue, nedre ekstremiteter og rygg.

Art.nr.	Farge	Lengde	Pk.	Bredde	Tykkelse	Massiv/Perf.
503860000	Hvit	92 cm	1 ark	61 cm	3,2 mm	Perf: 1%