OPED EVENup



EVENup skoforhøyer hjelper til med å jevne ut forskjellen i benlengde hos pasienter og redusere belastningen på kroppen under gange med ortopediske gangstøtter eller gips. Den korrigerer høydeforskjellen mellom det friske og det skadde benet. Den har en avtakbar innleggssåle som gir enten 1,3 cm eller 2,6 cm løft. Løftet, som plasseres på tennisskoen, gjør at høyden blir sammenlignbar med en ortopedisk gangstøvel. Størrelsen bestemmes ut fra lengden på skoen som skal brukes i EVENup. Merk: Det er vanligvis best å velge en EVENup som er litt for liten fremfor litt for stor. Kan brukes til venstre og høyre fot.

Bruksområde

Midlertidig bekkenfeilstilling, forårsaket av bruk av ortose eller gips.

Art.nr.	Størrelse	Skostørrelse
476400011	Small	34-38
476400012	Medium	39-43
476400013	Large	44-46